

Spinalmanometer

Manometer für die Liquordruckmessung

Als Hersteller der ersten atraumatischen Spinalkanüle weltweit, gehört die diagnostische Lumbalpunktion zu den Kernkompetenzen von Pajunk. Mit der SPROTTE® Lumbalkanüle und dem Manometer bietet Pajunk die komplette Ausstattung für die diagnostische Liquorentnahme und Druckmessung. Das Spinalmanometer von Pajunk ermöglicht Messungen von bis zu 54 cm H₂O (mit der zusätzlichen Verlängerung) und ist in den Ausführungen Luer und NRFit® erhältlich.



- » Ein solides, transparentes Rohr ermöglicht die problemlose Messung von bis zu 34 cm H₂O
- » Einfache und sichere Montage mit Luer- oder NRFit-Anschluss
- » Verlängerungsrohr separat erhältlich für Messungen bis zu 54 cm H₂O

Manometer	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
	3-34 cm H ₂ O	001151-38G	001163-38F	1
	Verlängerung 20cm H ₂ O	001152-38G	001152-38G	1
Zuspritzschlauch NRFit männlich / NRFit weiblich	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
	20cm (8")		15461020	25
	60cm (24")		001163-37R	10
Injection Tube LLA männlich / LLA weiblich	Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
	60cm (24")	001151-37R		10

OPTIDYNAMIC® Spinalmanometer

Zur Bestimmung des Liquordrucks

Der MediPlast Optidynamic Spinalmanometer zeichnet sich durch seine einfache und intuitive Handhabung aus. Ein dünnes, flexibles Steigrohrchen erlaubt die Anwendung in verschiedensten Lagerungspositionen bei gleichzeitig präziser Messleistung. In Kombination mit einer Pajunk SPROTTE® Kanüle für die Lumbalpunktion ist somit eine sichere und patientenfreundliche Diagnostik möglich.



- » Dünnes, kalibriertes Steigrohr für präzise Messleistung bei geringer Liquormenge
- » Flexible Anschlusschläuche für die Anwendung in verschiedenen Lagerungspositionen
- » Einfache und intuitive Handhabung

OPTIDYNAMIC Spinalmanometer

Artikel-Nr.	NRFit® Artikel-Nr.	VE
6061650008		25
	6061650009	20

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Pajunkstraße 2
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG
Schweiz
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 41 760 96 27
info@pajunk.ch
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk