

**PAJUNK®**

***Mono-Ballonsysteme***  
*Einwegballonsystem für die*  
*Minimalinvasive Chirurgie*




MADE IN GERMANY

# Raumschaffende Ballone

Die raumschaffenden Pajunk Ballonsysteme ermöglichen eine schnelle und effektive Dissektion des Präperitonealraumes unter direkter Sicht.

Das Angebot umfasst zwei unterschiedliche Ballonformen, einen ovalen Dilatationsballon für bilaterale Hernien- und einen runden Ballon für unilaterale Hernienreparaturen.

## Unilaterale Hernienreparation



## Bilaterale Hernienreparation



### Grüne Markierung

→ Für eine sichere  
Anwendung

## Obturator

→ Stumpfe Spitze  
für eine  
atraumatisch-  
dilatierende  
Platzierung des  
Ballonsystems




# Ballonsysteme zur Sicherung des Arbeitszugangs

Pajunk bietet zwei unterschiedliche Ballonsysteme für die Sicherung des Arbeitszugangs: die Ringanker-Ballonsysteme und das Struktur-Ballonsystem. Die Mono-Ballonsysteme verfügen über ein bewährtes Standard-Dichtungssystem mit Silikonventil und die Vario-Ballonsysteme sind mit einem Universal-Doppeldichtungssystem ausgestattet.

## Mono-Ballonsystem mit Standard-Dichtungssystem

Verfügbar in langen und kurzen Längen (z. B. für LERP).



- NEU**
- Rückschlagventil**
- ➔ Automatisch schließendes System
  - ➔ Einhändig bedienbar
  - ➔ Einfache und schnelle Befüllung des Ballons

- Schaumstoffstopper**
- ➔ Sehr gute Abdichtung, auch großer Zugänge
  - ➔ Tamponadenfunktion
  - ➔ Passt sich unterschiedlichen Bauchwandstärken an
  - ➔ Stabile Verankerung

**Strukturballon von unten**

MonoBallon URO

MonoBallon RA

MonoBallon SB

## MonoBallon SL

- ➔ Einfache Einführung
- ➔ Höhere Stabilität

➔ Alle Ballone sind latexfrei

## Vario-Ballonsystem

mit Universal-Doppeldichtungssystem

- ➔ *Komplette schonende, gasdichte Abdichtung*
- ➔ *Sichere Bajonettverriegelung*
- ➔ *Einfaches Entriegeln mittels Drehbewegung*



**Obturator**  
Mono

**Mono**  
PROTECT

**Obturator**  
Vario

**Vario**  
PROTECT

Ø 3 – Ø 5,8 mm  
Ø 5 – Ø 11 mm



**NEU**

**Rückschlagventil**

- ➔ *Automatisch schließendes System*
- ➔ *Einhändig bedienbar*
- ➔ *Einfache und schnelle Befüllung des Ballons*



VarioBallon SL

VarioBallon URO

VarioBallon RA

➔ *Stumpfe Spitze reduziert das Gewebetrauma*

➔ *Alle Ballone sind latexfrei*

➔ *Stumpfe Spitze reduziert das Gewebetrauma*

## Mono-Ballonsysteme

### Raumschaffende Ballone



Produkt	Größe	Art.-Nr.	VE	Ballonpumpe
<b>MonoBalloon DIL-XL</b> Unilateraler Dilatationsballon (rund, extra groß), steril	Ø 11 mm	1284-60-11	5	•
<b>MonoBalloon DIL-BI</b> Bilateraler Dilatationsballon (oval), steril	Ø 11 mm	1284-50-11	5	•

### Ballone zur Sicherung des Arbeitszugangs



Produkt	Größe	Art.-Nr.	VE	Ballonpumpe	Spritze 30ml
<b>MonoBalloon SB</b> Strukturballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-20-11S	5	•	
<b>MonoBalloon RA</b> Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-30-11S	5	•	
	Ø 5,8 mm	1284-30-58S	5	•	
<b>MonoBalloon RA PROTECT</b> Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 5,8 mm	1284-31-58S	5	•	
<b>MonoBalloon RA-S</b> Kurzer Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-40-11S	5	•	
<b>MonoBalloon URO</b> Flacher Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-70-11S	5	•	
	Ø 5,8 mm	1284-70-58S	5	•	
<b>MonoBalloon URO PROTECT</b> Flacher Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 5,8 mm	1284-71-58S	5	•	
<b>MonoBalloon URO-S</b> Kurzer, flacher Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-75-11S	5	•	
<b>MonoBalloon SL</b> Flacher Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-80-11S	5	•	
<b>MonoBalloon SL-S</b> Kurzer, flacher Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril	Ø 11 mm	1284-85-11S	5	•	

## Mono-Ballonsysteme – Sets

### Doppelballon-Sets



#### MonoBallonDuo DIL-XL + RA

Unilateraler Dilatationsballon (rund, extra groß), Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril

Produkt	Größe	Art.-Nr.	VE	Ballonpumpe	Spritze 30 ml
	Ø 11 mm	1284-60-20S	5	•	•



#### MonoBallonDuo DIL-XL + SB

Unilateraler Dilatationsballon (rund, extra groß), Strukturballon und Instrumentenkanal, steril

	Ø 11 mm	1284-60-24S	5	•	
--	---------	-------------	---	---	--



#### MonoBallonDuo DIL-XL + URO

Unilateraler Dilatationsballon (rund, extra groß), URO-Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril

	Ø 11 mm	1284-60-28S	5	•	•
--	---------	-------------	---	---	---



#### MonoBallonDuo DIL-BI + RA

Bilateraler Dilatationsballon (oval), Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril

	Ø 11 mm	1284-50-20S	5	•	•
--	---------	-------------	---	---	---



#### MonoBallonDuo DIL-BI + SB

Bilateraler Dilatationsballon (oval), Strukturballon und Instrumentenkanal, steril

	Ø 11 mm	1284-50-24S	5	•	
--	---------	-------------	---	---	--



#### MonoBallonDuo DIL-BI + URO

Bilateraler Dilatationsballon (oval), URO-Ringankerballon und Instrumentenkanal, steril

	Ø 11 mm	1284-50-28S	5	•	•
--	---------	-------------	---	---	---

# Vario-Ballonssysteme mit Universal-Doppeldichtungssystem

## Ballone zur Sicherung des Arbeitszugangs



### VarioBalloon RA

Ringankerballon, Instrumentenkanal und Obturator, steril

Ø 11 mm  
Ø 5,8 mm

1283-30-11S  
1283-30-58S

5  
5

Spritze 30 ml  
Spritze 20 ml  
Spritze 10 ml



### VarioBalloon RA PROTECT

Ringankerballon, Instrumentenkanal und PROTECT-Obturator, steril

Ø 5,8 mm

1283-31-58S

5




### VarioBalloon URO

Flacher Ringankerballon, Instrumentenkanal und Obturator, steril

Ø 11 mm  
Ø 5,8 mm

1283-70-11S  
1283-70-58S

5  
5



### VarioBalloon URO PROTECT

Flacher Ringankerballon, Instrumentenkanal und PROTECT-Obturator, steril

Ø 5,8 mm

1283-71-58S

5



### VarioBalloon SL

Flacher Ringankerballon, Instrumentenkanal und Obturator, steril

Ø 11 mm

1283-80-11S

5




### VarioBalloon SL-S

Kurzer, flacher Ringankerballon, Instrumentenkanal und Obturator, steril

Ø 11 mm

1283-85-11S

5



**PAJUNK® GmbH**  
Medizintechnologie  
Karl-Hall-Straße 1  
D-78187 Geisingen  
Telefon +49 (0) 77 04/92 91-0  
Telefax +49 (0) 77 04/92 91-6 00  
www.pajunk.com

**PAJUNK® Medical Produkte GmbH**  
D.A.CH • BeNeLux  
Karl-Hall-Straße 1  
D-78187 Geisingen  
Telefon +49 (0) 77 04/80 08-0  
Telefax +49 (0) 77 04/80 08-150  
www.pajunk.com