

Kameraabdeckung

Einfache und sterile Optikwechsel

Die Kameraabdeckungen bietet Ihnen die Möglichkeit, die endoskopischen Kameras während der Operation schnell und steril zu wechseln. Durch einen besonderen Click-Verschluss kann die Kamera viel schneller getauscht werden als bei Standard Abdeckungen, die nur mit einem Klebeband fixiert werden.



Platzieren der Kamera

→ Einfach und steril



Click-Verschluss

- Schneller Wechsel der Kamera
- Feste Fixierung, ungewolltes Lösen nahezu unmöglich

Kameraabdeckung	Abmessungen	Artikel-Nr.	VE
	Ø 150mm x 2500mm	ECE 150-250C	50