

PAJUNK®

MultiTip

*Wirtschaftliches Instrumentensystem
mit Multi-Einsatz*



Griffinstrumente



MADE IN GERMANY

Instrumenteneinsatz MultiTip

Die perfekte Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Wer auf die Abfallmenge von Einweg-Einsätzen verzichten, aber dennoch eine kostengünstige Alternative zu Mehrweg-Einsätzen sucht, ist bei PAJUNK® genau richtig. Denn mit MultiTip bietet PAJUNK® eine wirtschaftliche Lösung an, die für fünf weitere Anwendungen aufbereitet werden kann. Die entsprechenden Maulteile werden für den unmittelbaren Einsatz steril angeliefert.

- ➔ Sicheres Verbindungssystem
- ➔ Instrumentenwechsel im OP
- ➔ Kein Nachschleifen
- ➔ Wirtschaftlich und umweltfreundlich



Durch ein kombiniertes Klick- und Schraubsystem wird das ungewollte Lösen der Einsätze vermieden.

Instrumentensystem mit Multi-Einsatz



Multi-Schereneinsätze, Ø 5 mm		Modell	Art.-Nr.	VE
MultiTip METZENBAUM L	doppelbeweglich, Maulteillänge: 20 mm	groß	1293-94-01	10
MultiTip METZENBAUM M	doppelbeweglich, Maulteillänge: 15,5 mm	mittel	1293-94-02	10
MultiTip METZENBAUM S	doppelbeweglich, Maulteillänge: 10 mm	klein	1293-94-03	10
MultiTip METZENBAUM P	doppelbeweglich, Maulteillänge: 16,5 mm	mittel/spitz	1293-94-04	10
MultiTip DISSECT M	doppelbeweglich, Maulteillänge: 15,5 mm	mittel	1293-94-12	10
Multi-Fasszangeneinsätze, Ø 5 mm			Art.-Nr.	VE
MultiTip ENDOCLINCH	doppelbeweglich, Maulteillänge: 21 mm		1293-54-10	10
MultiTip MARYLAND	doppelbeweglich, Maulteillänge: 20 mm		1293-54-20	10



ErgoSys-Handgriff ErgoFlex

ErgoSys-Handgriff	Art.-Nr.	VE	
ErgoFlex-Handgriff für modulare Instrumenteneinsätze	1292-30-00	1	
Schaftrohre, Ø 5 mm	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
TipTube	330 mm	1293-15-05	1
TipTube	450 mm	1293-16-05	1
Zugstangen, Ø 5 mm	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
TipRod Ergo	330 mm	1293-20-05	1
TipRod Ergo	450 mm	1293-21-05	1

PAJUNK® GmbH
 Medizintechnologie
 Karl-Hall-Straße 1
 D-78187 Geisingen
 Telefon +49 (0) 77 04/92 91-0
 Telefax +49 (0) 77 04/92 91-6 00
www.pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
 D.A.CH • BeNeLux
 Karl-Hall-Straße 1
 D-78187 Geisingen
 Telefon +49 (0) 77 04/80 08-0
 Telefax +49 (0) 77 04/80 08-150
www.pajunk.com