

## Master E-Sac

Der vollautomatische Gewebeentnahmebeutel

Mit dem Master E-Sac können vielfältige laparoskopische Eingriffe abgedeckt werden, darunter auch die vergrößerte Milz, Eierstock und Niere. Das komplette System kann einfach und gezielt aus dem Patienten entfernt werden, sodass das Gewebe bis zur Entnahme sicher im Beutel eingeschlossen bleibt.

### Einführsystem

- Ermöglicht externe Handhabung des Beutels
- Ergonomisches und rutschfestes Einführsystem



### Monofile Zugschnur

- Robuste Zugschnur zur sicheren Verschiebung des Beutels



### Einteiliges reißfestes Design

- Polyurethanbeschichtung für verbesserte Stabilität und Widerstandsfähigkeit

# Master E-Sac

Der vollautomatische Gewebeentnahmebeutel

Master E-Sac	Abmessungen	Volumen	Trokargröße	Artikel-Nr.	VE
Bergebeutel	Ø 64mm x 150mm	200ml	10mm	EMP100-WG-6	6
	Ø 85mm x 210mm	550ml	10mm	EMP120-WG-6	6
	Ø 110mm x 260mm	1500ml	12mm	EMP160-WG-3	3

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie  
Hauptsitz  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 9291-0  
Fax: +49 7704 9291-600  
info@pajunk.com  
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH  
Zentraleuropa  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
info@pajunk-medipro.com  
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG  
Schweiz  
Neuhofstrasse 5A  
6340 Baar, Schweiz  
Tel.: +41 41 760 96 27  
info@pajunk.ch  
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.  
USA  
4575 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005, USA  
Tel.: +1 770.493.6832  
Fax: +1 678.514.3388  
info@pajunk-usa.com  
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd  
Großbritannien  
Unit D1 The Waterfront  
Goldcrest Way, Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK  
Tel.: +44 191 264 7333  
info@pajunk.co.uk  
pajunk.co.uk