

NRFit® Zubehörprodukte

Für die neuen Verbindungsstücke nach ISO 80369-6
in der Regionalanästhesie



NRFit® - der neue Standard in der Regionalanästhesie

Um die Risiken von Fehlkonnektionen und -injektionen zu vermeiden, wurde die neue DIN ISO 80369 im Jahr 2016 verabschiedet. PAJUNK® hat sein Produktportfolio bereits schrittweise an den geforderten Standard angepasst und die Produkte entsprechend gekennzeichnet. Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in die bereits verfügbaren Zubehörprodukte für eine erfolgreiche Umstellung auf NRFit.

Clamping Adapter



- Gewährleistet den bestmöglichen Durchfluss
- Starke Fixierung
- Farbcodiert:
 - Grün: IntraLong
 - Gelb: Katheter Sets für periphere Nervenblockaden, EpiLong & EpiSpin < 20G
 - Weiß: InfiltraLong 19G, EpiLong & EpiSpin ≥ 20G
 - Grau: InfiltraLong Forte 18G

FuserPump

- Speziell für die Wundinfiltration entwickelte, bruchssichere Pumpe
- Ermöglicht die bei der Wundinfiltration üblichen Volumina (max. 350 ml) und variable Durchflussmengen
- Klares Gehäuse zur Sichtprüfung
- Nicht komprimierbar - keine Überdosierung durch Kompression
- Regler für die variable Einstellung der Durchflussrate mit Schlüssel (3, 5, 8 ml/ Std.)



LOR Spritze



- Hinweis des Widerstandsverlusts
- Identifikation des Epiduralraums
- Identifikation eines Pseudo-Loss
- Gleichmäßiges Gleiten des Kolbens

Verschlusskappe männlich/ weiblich



- Gelb zur farblichen Identifizierung als NRFit-Produkt
- Zum Verschluss von Spritzen, Filtern, Clamping Adaptern, Kanülen usw.

Spritze

- In verschiedenen Größen und Varianten erhältlich
- Gelb zur farblichen Identifizierung als NRFit-Produkt



FixoLong mit eckigem Filter



- Filterfixierung zur optimalen Befestigung des Filters am Patienten
- Gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit für den Patienten
- 0,2 µm Bakterienfilter mit gelber Schraubkappe zur NRFit Kennzeichnung

Spike NRFit

- Spike mit Belüftung zur einfacheren Befüllung von Spritzen
- Lufilter verhindert Bildung von Unterdruck beim Aufziehen von Flüssigkeiten



Spritzen

Größe	Beschreibung	Artikel-Nr.	VE
1 ml	NRFit Lock*	15011010	100
3 ml	NRFit Lock*	15011030	100
5 ml	NRFit Lock*	15011050	100
10 ml	NRFit Lock*	15011100	100
20 ml	NRFit Lock*	15011200	50
3 ml	NRFit Slip*	15021030	100
5 ml	NRFit Slip*	15021050	100
10 ml	NRFit Slip*	15021100	100
20 ml	NRFit Slip*	15021200	50

Pumpe und Pumpenanschluss

Größe	Beschreibung	Artikel-Nr.	VE
350 ml	FuserPump	1167-00-00	3
125 cm, Ø 2,7 mm	Patientenleitung*	15461125	25
50 ml	Spritze NRFit Lock**	400183	40

Sonstiges

Größe	Beschreibung	Artikel-Nr.	VE
für 20G Katheter	Clamping Adapter Gelb: Katheter Sets für PNB, EpiLong & EpiSpin < 20G	001163-37V	10
für 19G & 20G Katheter	Clamping Adapter Weiß: InfiltraLong 19G, EpiLong & EpiSpin ≥ 20G	001163-38C	10
für 18G Katheter	Clamping Adapter Grau: InfiltraLong Forte 18G	001163-39C	10
7 ml	LOR-Spritze NRFit Slip	0001166-65	10
0,2 µm	FixoLong mit eckigem Filter	001163-61	10
	FixoLong	001163-60	10
0,2 µm	Eckiger Filter	001163-62	10
18G x 50 mm	Filterkanüle, stumpfer 45° Schliff mit Filter*	15291050	100
18G x 50 mm	Aufziehkanüle (ohne Filter), stumpfer 45° Schliff*	15491050	100
4 mm x 84 mm	Spike NRFit	001163-39B	10
Schlauch 100 mm, Filter 5 µm	Filterhalm*	15281100	100
	Verschlusskappe, NRFit männlich*	15111001	100
	Verschlusskappe, NRFit weiblich*	15041001	100
20 cm	Zuspitzschlauch, NRFit männlich / NRFit weiblich*	15461020	25
60 cm	Zuspitzschlauch, NRFit männlich / NRFit weiblich	001163-37R	10
	Einzeladapter, NRFit Lock männlich - Luer weiblich	001163-38T	10
	"Adapter für Pumpenanschluss"		
	3-Wegehahn, 1 x NRFit männlich / 2 x NRFit weiblich*	001163-39D / 15241001	10
	Einzeladapter, Luer Lock männlich / NRFit weiblich	001163-39T	10
	"Adapter zur Spritzenbefüllung"		

NRFit is a registered trademark of GEDSA used with their permission.



SCAN NOW!

► Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.



*INTERVENE (Part of GBUK Group Limited)
Woodland House, Blackwood Hall Business Park,
North Duffield, Selby, North Yorkshire,
YO8 5DD UK



**Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive,
Franklin Lakes, NJ 07417 USA Made in USA bd.com



*QualRep Services BV
Utrechtsweg 310 B42, 6812 AR Arnhem,
The Netherlands



**BD, Laagstraat, 57, B-9140 Temse, Belgium

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG
Schweiz
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 41 760 96 27
info@pajunk.ch
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk



XS261018DE 08/24