

SonoCover Ultraschallabdeckung

Die Ultraschallabdeckungen, SonoCover, sind entweder in der linearen Standardausführung oder mit einer vorgeformten Schallkopfkommer erhältlich. Die Abdeckungen können optional mit einem sterilen 20ml Ultraschallgel erworben werden. Jeder Artikel enthält Gummibänder und Klebestreifen zur Fixierung der Ultraschallsondenabdeckung.



Seitlich geschweißte Nähte

- Optimale Auflage des Schallkopfes
- Artefaktfreies und präzises Ultraschallbild



Optionale Schallkopfkommer

- Vorgeformte Schallkopfkommer
- Optimale Einfassung des Schallkopfes
- Für die optimale Transmission des Ultraschallbildes



Teleskopfaltung

- Vereinfacht die Anbringung der Abdeckung unter sterilen Bedingungen
- Ermöglicht die gezielte Eingabe des Kontaktmediums



Ultraschallgel

- Ermöglicht eine präzise Ultraschall-Diagnose

SonoCover

Ultraschallabdeckung

SonoCover

mit einem Klebestreifen und zwei Gummibändern, steril

Größe	Artikel-Nr.	VE	Mit Schallkopf- kammer	Ultraschallgel 20ml
15 x 30 cm (6" x 12")	001151-1530	25		
15 x 60 cm (6" x 23 1/2")	001151-1560	25		
15 x 100 cm (6" x 40")	001151-1501	25		
15 x 200cm (6" x 80")	001151-1502	25		
15 x 30 cm (6" x 12")	011151-1530	25	•	
15 x 60 cm (6" x 23 1/2")	011151-1560	25	•	
15 x 100 cm (6" x 40")	011151-1501	25	•	
15 x 30 cm (6" x 12")	021151-1530	25		•
15 x 60 cm (6" x 23 1/2")	021151-1560	25		•
15 x 100 cm (6" x 40")	021151-1501	25		•
15 x 30 cm (6" x 12")	031151-1530	25	•	•
15 x 60 cm (6" x 23 1/2")	031151-1560	25	•	•
15 x 100 cm (6" x 40")	031151-1501	25	•	•

DISCLAIMER: Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG
Schweiz
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 41 760 96 27
info@pajunk.ch
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk