

# CareVis®

Elastomere Infusionspumpe zum einmaligen Gebrauch  
für die Schmerztherapie



**PAJUNK®**



PROMECON

# CareVis Elastomerpumpen

## Modelle

### Infusionspumpen für vielfältige Anwendungsgebiete

#### Elastomere Infusionspumpe zum einmaligen Gebrauch

CareVis® ist eine elastomere Pumpe zum einmaligen Gebrauch zur Infusion von verschiedenen Arzneimitteln inkl. Zytostatika oder Antibiotika sowie mit besonderen Modellen für die Infusion von Schmerzmitteln. Die Pumpe bietet Patienten eine sehr hohe Mobilität während der Behandlung und stellt eine sichere und einfache Alternative zu elektronischen Geräten dar.

CareVis® kann in der Schmerztherapie stationär wie auch ambulant eingesetzt werden. Sie ist lieferbar mit kontinuierlichen Flussraten zwischen 5 ml/h und 10 ml/h und in den Größen zwischen 275 ml und 600 ml. Darüberhinaus gibt es PCA-Modelle mit Bolusknopf für den Patienten und Bolusgrößen bis 2,0 ml sowie verschiedenen Lock-out-Zeiten und Multirate-Modelle mit abnehmbarem Einstellschlüssel.



#### Vorteile

- einfache Anwendung, Funktion ohne Stromquelle
- große Auswahl an Infusionsraten, Füllvolumina und Spezialmodellen, an Behandlungsbedürfnisse optimal angepasst
- Sicherheit und einfache Handhabung durch geschlossenes Einwegsystem
- Stoßfestes und hartes Gehäuse zum Schutz des Ballons und zum Ausschluss von äußeren Einflüssen
- hohe Fördergenauigkeit
- ein Luft- und Partikelfilter sowie knickresistente Leitung sorgen für höchste Sicherheit
- Bakteriendichte Entlüftungskappe - Priming bei verschlossener Kappe ohne zu tropfen
- ermöglicht ambulante Behandlung und frühe Entlassung
- kostengünstig
- Ballon und Hülle transparent zur klaren Sichtkontrolle der Medikamentenlösung
- Minimales Restvolumen zur vollständigen Arzneimittelverabreichung
- gut lesbarer Verlaufsindikator
- Latex- und DEHP-frei

#### Indikation

Kurz, Mittel- oder Langzeitinfusionen in der Schmerztherapie.

CareVis® ist für die intravenöse, subkutane, epidurale, sowie die Gewebsinfusion geeignet.

Für die Regionalanästhesie epidural, an Nerven und intraläsional in OP-Wunden gibt es die CareVis® auch mit neuroaxialen Anschlüssen gemäß ISO 80369-6.

# Modelle

Infusionspumpen für vielfältige Anwendungsgebiete in der Schmerztherapie

## CareVis - kontinuierlicher Basalfluss

Infusionspumpe mit vordefinierter Flussrate, universell für kontinuierliche Anwendungen einsetzbar. Leicht und einfach.

Anwendungsgebiete:

- kontinuierliche Infusionen einschließlich Offenhalten von Zugängen, intravenös, subkutan, epidural, ins Gewebe bei Nervenblockaden und Wundinfiltration.



## CareVis PCA - kontinuierliche Basalrate und Bolusfunktion

Mit kontinuierlicher Basalrate und Bolusknopf für die patientenkontrollierte Analgesie.

Anwendungsgebiete:

- postoperative Schmerztherapie, systemisch oder regional



## CareVis BoluS - ausschließlich Bolusfunktion

Medikamentenzufuhr erfolgt ohne kontinuierliche Basalrate ausschließlich über die Bolusfunktion.

Anwendungsgebiete:

- postoperative Schmerztherapie, systemisch oder regional



## CareVis VariO - sieben einstellbare Flussraten

Multirate-Versionen mit sieben einstellbaren Flussraten zur Wahl des Basalflusses.

Anwendungsgebiete:

- volles Spektrum der Regionalanästhesie einschließlich Wundinfiltration



## CareVis VariO Plus - einstellbare Flussraten plus Bolusfunktion

Kombiniert die sieben einstellbaren Flussraten der Multiratefunktion der CareVis VariO mit einer Bolusfunktion.

Anwendungsgebiet:

- Regionalanästhesie



Auch in NRFit® verfügbar

## Pumpen

### CareVis Pumpen

Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
450ml (315ml /480ml) Basalrate 5ml/h voreingestellte, kontin. Basalrate	X50	X50-N	10
450ml (315ml /480ml) Basalrate 8ml/h voreingestellte, kontin. Basalrate	X80	X80-N	10
450ml (315ml /480ml) Basalrate 10ml/h voreingestellte, kontin. Basalrate	X100	X100-N	10
600ml (420ml /650ml) Basalrate 8ml/h voreingestellte, kontin. Basalrate	G80	G80-N	10
600ml (420ml /650ml) Basalrate 10ml/h voreingestellte, kontin. Basalrate	G100	G100-N	10

### CareVis PCA Pumpen

Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
450ml (315ml /480ml) Basalrate 5ml/h Bolus: 2 ml, LO 15 min voreingestellte, kontin. Basalrate	X5015W	X5015W-N	10
450ml (315ml /480ml) Basalrate 8ml/h Bolus: 2 ml, LO 15 min voreingestellte, kontin. Basalrate	X8015W	X8015W-N	10

### CareVis Bolus Pumpen

Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
275ml (190ml /310ml) Bolus: 2 ml, LO 30 min	L0030W	L0030W-N	10

### CareVis VariO Pumpen

Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
450ml (315ml /480ml) Basalrate 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h einstellbare, kontin. Basalrate	VX214	VX214-N	10



Auch in NRFit® verfügbar

## CareVis VariO Plus Pumpen

Beschreibung	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
450ml (315ml /480ml) Basalrate 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h Bolus: 2 ml, LO 15 min einstellbare, kontin. Basalrate	VX21415W	VX21415W-N	10
450ml (315ml /480ml) Basalrate 0-2-4-6-8-10-12-14 ml/h Bolus: 2 ml, LO 30 min einstellbare, kontin. Basalrate	VX21430W	VX21430W-N	10

## Pumpentaschen

Beschreibung	Artikel-Nr.	VE
Tragetasche für 275 ml Pumpen	TT002	10
Tragetasche für 450-600 ml Pumpen	TT003	10



Auch in NRFit® verfügbar

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.





Aufgeführte Elastomerpumpen von Promecon **exklusiv** erhältlich bei PAJUNK®

Bei Fragen können Sie uns gerne unter der Telefonnummer +49 7704 80008-0 oder per Mail unter [info@pajunk-medipro.com](mailto:info@pajunk-medipro.com) kontaktieren

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Mehr Informationen zu Produkten von Pajunk finden Sie auf: [www.pajunk.de](http://www.pajunk.de)

Promecon ist Medizinproduktehersteller mit zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem (ISO 13485:2016).

Dieser Katalog dient ausschließlich zur Information über unsere Produkte. Irrtum vorbehalten. Katalognr. XS400144DE

# PAJUNK®

Vertriebsgesellschaft für:  
Deutschland, Österreich, BeNeLux & Polen

**PAJUNK® Medical Produkte GmbH**  
Central Europe

Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Germany  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
[info@pajunk-medipro.com](mailto:info@pajunk-medipro.com)  
[pajunk.de](http://pajunk.de) & [pajunk.eu](http://pajunk.eu)

Vertriebsgesellschaft für:  
Schweiz

**PAJUNK® Swiss AG**  
Schweiz

Neuhofstrasse 5A  
6340 Baar, Schweiz  
Tel.: +41 41 760 96 27

[info@pajunk.ch](mailto:info@pajunk.ch)  
[pajunk.ch](http://pajunk.ch)



# PROMECON

PROMECON GmbH | Kreuzerstraße 10 | 20095 Hamburg  
Tel.: +49 40 3690 1690 | Fax: +49 40 3690 1699  
[info@promecon-medical.de](mailto:info@promecon-medical.de) | [www.promecon-medical.com](http://www.promecon-medical.com)

XS400144DE 05/22

S&S Med Co., Ltd.  
67, Bongseong-ro, Gunpo-si  
Gyeonggi-do, 15848, Korea

1370

Certification Experts B.V.  
Amerlandsdweg 7, 3621 ZC Breukelen,  
The Netherlands

**CareVis®** is a registered trademark of Promecon used with their permission.  
**NRFit®** is a registered trademark of GEDSA used with their permission.