

PAJUNK®

Individualsets

*Individualsets bei
PAJUNK® - Stellen Sie ihr
eigenes Set zusammen*



Individualsets

Individualsets

In 5 Schritten zu Ihrem Individualset



Warum ein Individualset:

Nicht nur Patientensicherheit sondern auch Zeit spielt im klinischen Alltag eine immer wichtigere Rolle. Um diese Prozesse zu optimieren und zu perfektionieren müssen alle Komponenten einer Prozesskette optimal aufeinander abgestimmt sein. Mit den PAJUNK® Individualsets vereinen Sie nicht nur Spitzenqualität in den Produkten, sondern auch optimale Prozessverbesserung in den jeweiligen Bereichen:

- Spinalanästhesie
- Epiduralanästhesie
- Periphere Blockaden
- Schmerztherapie

Das Konfigurieren eines PAJUNK® Individualsets erfolgt im Baukastensystem. Entsprechend des Anwendungsprozesses wird aus einer Vielzahl an Bausteinen ein Grundgerüst ausgewählt. Baustein für Baustein wird dann mit den passenden Produkten bestückt. Aus dieser Art von Baukastensystem entsteht eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Individualset. PAJUNK® geht mit diesem System auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse im medizinischen Bereich ein. Auf Basis des umfangreichen PAJUNK® Portfolios konfigurieren wir Ihr Set.

Individualsets bei PAJUNK® - Stellen Sie ihr eigenes Set zusammen

Individualsets

PAJUNK® - Service auf ganzer Linie

Um Ihren Wünschen und Anforderungen an ein Individualset gerecht zu werden, steht Ihnen unser Außendienst beratend zur Seite.



Serviceleistungen auf einen Blick:

- Kompetente Beratung durch unseren Außendienst
- Vor Ort Präsentation der relevanten Produkte schon beim Ersttermin
- Kostenfreie, sterile oder unsterile Muster für den Praxistest
- Berücksichtigung individueller Kunden- oder Komponentenwünsche

Der Service macht
den Unterschied

- ➔ Individuelle Lösungen – für jeden das richtige Set
- ➔ Alle Komponenten für eine Anwendung parat
- ➔ Sicherheit durch Standardisierung

NRFit-Konnektoren für mehr Patientensicherheit

NRFit™




Aufgrund verschiedener Zwischenfälle in der Vergangenheit, die auf Fehlkonnexionen verschiedener Versorgungslinien am Patienten basierten, wurde 2016 die ISO-Norm 80369-6 verabschiedet, die neue Anforderungen an Verbindungsstücke im Bereich Regionalanästhesie definiert.

Mit dieser Norm soll das Risiko versehentlicher Fehlkonnexionen und Injektionen vermindert und somit die Patientensicherheit erhöht werden.

Aus diesem Grund bietet PAJUNK® peu à peu das komplette Portfolio auch mit NRFit-Konnektoren an.


Übersicht zur Portfolioerweiterung auf NRFit-Konnektoren:



- ➔ Regionalanästhesie wird NRFit
- ➔ Lokale Anästhesie bleibt Luer

Zur Erhöhung der Prozesssicherheit – insbesondere in der frühen Umstellungsphase – empfehlen wir die Zusammenstellung eines Individualsets in dem beide Konnektortypen vereint sind.

Zubehör für Ihr Individualset



Vorbereitung

- Schutzkleidung
- Desinfektion & Hygiene
- Patientenabdeckung
- Injektionszubehör (Spritzen & Kanülen)
- Filterkanülen & Filterhalm
- Ultraschallabdeckungen & Ultraschallgel
- Tupferschalen & Desinfektionsschalen

Punktion

- **Spinalanästhesie:**
SPROTTE® Kanüle
IntraLong
- **Epiduralanästhesie:**
EpiLong
EpiSpin Lock
- **Periphere Nervenblockaden:**
SonoSystem
SonoKanülen
E-Cath nach Tsui
StimuLong Sono
Plexus NanoLine
- **Schmerztherapie:**
InfiltraLong & FuserPump
Thermoläsionskanülen


Nachbereitung

- Katheterfixierung
- Nahtmaterial
- Wundverband & Pflaster

Vorbereitung

Um das Kontaminationsrisiko zu senken, die Sicherheit des Patienten zu erhöhen und den Sterilitätsanforderungen gerecht zu werden, müssen einige Maßnahmen in der Vorbereitung getroffen werden. Folgende Bausteine befinden sich im PAJUNK® Portfolio:

Desinfektion

- 
- ➔ Rundtupfer
 - ➔ Tupferpinzette, Tupferklemme
 - ➔ Schaumstoffstiltupfer
 - ➔ Mullkompressen

Abdeckungen

- ➔ Blaue, grüne oder transparente Lochtücher
- ➔ Blaue, grüne oder transparente Abdecktücher
- ➔ Lochtücher mit transparentem Folienfenster und Klebeblatt
- ➔ Lochtücher mit Sonderformen

Steriles Arbeiten

- ➔ Handschuhe
- ➔ OP-Mantel


Injektion

- 
- ➔ Injektionskanülen & Sicherheitskanülen
 - ➔ Spritzen LuerLock /Slip & NRFit Lock / Slip
 - ➔ Filterkanülen & Filterhalme Luer / NRFit

Punktion – Indikationsgerechte Setkomponenten

Die optimale Wahl der Punktionsbestecke ist für jeden Arzt unumgänglich. Nicht nur aufgrund persönlicher Präferenzen, sondern auch in Bezug auf die Qualität und Quantität. Folgendes Portfolio bietet PAJUNK® für Ihr Individualset

Spinalanästhesie

- 
- ➔ SPROTTE® Spinalkanüle
 - ➔ IntraLong Set

Epiduralanästhesie

- ➔ EpiLong I
- ➔ EpiLong Tuohy
- ➔ EpiLong Soft
- ➔ EpiLong Soft Sono
- ➔ Tuohy Kanülen
- ➔ EpiSpin Lock



Periphere Blockaden

- ➔ Plexus NanoLine
- ➔ SonoSystem
- ➔ SonoKanülen
- ➔ E-Cath nach Tsui



Schmerztherapie

- ➔ RF-Thermoläsionskanülen
- ➔ RF-Thermoläsionskanülen Sono
- ➔ Röntgenkontrastkanüle
- ➔ InfiltraLong Kathetersystem
- ➔ FuserPump Schmerztherapie



Nachbereitung



Zur Katheterfixierung & Wundversorgung steht Ihnen ein breites Spektrum an Komponenten zur Verfügung. Angefangen vom herkömmlichen Pflaster über Wundverbände bis hin zum Nahtmaterial können Sie alles in unserem Portfolio finden.

Katheterfixierung & Wundversorgung

- ➔ FixoCath Katheterfixierung
- ➔ Pflasterstreifen
- ➔ transparenter Folienverband
- ➔ Nahtmaterial



**Individualsets bei PAJUNK® -
Stellen Sie ihr eigenes Set zusammen**



**Ihr fertiges
Individualset**

PAJUNK® GmbH
Medizintechnologie
Karl-Hall-Straße 1
D-78187 Geisingen
Telefon +49 (0) 77 04 /92 91-0
Telefax +49 (0) 77 04 /92 91-6 00
www.pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
D•A•CH • BeNeLux
Karl-Hall-Straße 1
D-78187 Geisingen
Telefon +49 (0) 77 04 / 80 08-0
Telefax +49 (0) 77 04 /80 08-150
www.pajunk.com

XS400107 A 09/18